

# **Equipo para tratamiento corporal IP420X**

**Cabezal de luz pulsada intensa de estado sólido.**

**Con cabezal de luz de diodo de 640nm para tratamientos  
de luminoterapia  
y cabezal azul de 400nm para combatir la bacteria del  
acné.**



## **Modo de uso**

- 1- Conecte cada uno de los cabezales en la ficha correspondiente, todas son diferentes, no se pueden intercambiar.
- 2- Encienda el equipo con el interruptor ubicado a la izquierda
- 3- Elija la función a tratar, comencemos con ilp, es el primer interruptor al centro del equipo.
- 4- Tome el cabezal ilp, vera que el cooler está funcionando(no se apaga nunca)
- 5- Aplique gel sobre la zona a tratar, luego apoye el cabezal sobre la piel y presione el botón ubicado en la parte trasera del cabezal IPL por 3 segundos, puede sentir calor sobre la zona tratada, cambie de zona y

repita el procedimiento.



- 6- Este tratamiento puede ser repetido una vez cada 20 días.
- 7- Apague el ilp y encienda el Acne.
- 8- Desde una distancia de 150mm ilumine la zona afectada por el acné, durante periodos de 2 a 6 minutos, cambie de zona y repita. Cuando termino con la zona tratada, repita el procedimiento.



- 9- Tratamientos de luminoterapia, son similares al acné, los tiempos serán a criterio del operador, dado que dependerán de lo tratado.





Cabezal ILP

## **Investigaciones importantes**

En la década de los noventa en Estados Unidos se comenzó a investigar el efecto de las lámparas flash en el tratamiento de las lesiones vasculares, cuando se descubrió el efecto que el IPL tiene sobre los fibroblastos de la piel que los estimula para que produzcan más colágeno, lo que produce una mejora importante en el aspecto de la piel. Por este motivo el IPL es usado en tratamientos dermatológicos de eliminación de manchas solares, venitas de la piel.

## **Procedimiento del uso de IPL en foto depilación**

El procedimiento al igual que para el uso en el rejuvenecimiento de la piel se debe empezar con la colocación de gafas protectoras, y aplicación de gel frío. El sistema de foto depilación IPL envía pulsos de luz en la zona a depilar que penetra en la raíz del vello eliminando el folículo piloso y dejando la piel intacta. En el caso de la depilación se necesitan de 6 a 8 sesiones para eliminar definitivamente el vello, espaciadas en periodos de 20 días a 45 días. Después del tratamiento se puede observar un enrojecimiento de la piel que debe ser tratada con cremas tipo aloe vera, durante unos días, se debe evitar tomar el sol, uso de piscina, sauna.

## **Procedimiento del uso de IPL en rejuvenecimiento de la piel**

Antes de realizar un tratamiento con IPL, se realiza una prueba de reacción de la piel, siempre se debe colocar unas gafas de protección tanto al paciente como al especialista, y aplicar un gel conductor frío en la zona donde se va a realizar el tratamiento, los disparos de luz pulsada intensa se desplazan sobre la zona tratada con el gel. Después se retira el gel, y se puede observar un ligero enrojecimiento de la piel que desaparecerá en unos quince minutos.







Ingenieria San Antonio

ENCENDIDO



LPI

ACNE

DIODO



LPI

ACNE

DIODO

GRAL

SOBRECARGA



LPI

ACNE

DIODO



IP420X



Para conseguir resultados óptimos y duraderos se realizan unas 5 sesiones espaciadas en periodos de 20 días o un mes

Al ser de estado sólido la lámpara tiene una vida útil infinita, la misma esta refrigerada por aire forzado.

## **RECOMENDACIONES FINALES**

PONGA ESPECIAL ATENCION EN LA ZONA DEL ROSTRO CON LOS OJOS, TANTO DEL PACIENTE COMO DEL OPERADOR.

NO MOJE EL EQUIPO.

PUEDE SER HIGIENIZADO CON ALCOHOL.

Contenido del kit

Maquina.

Cabezal IPL.

Cabezal acné

Cabezal luminoterapia roja.

Manual en CD

Certificado de garantía

Gafas

Gel