

Depilathe ISA N22 MN

MANUAL DE USUARIO

Lea detenidamente este manual, en el encontrará toda la información necesaria para comenzar a utilizar la maquina como también explicaciones que darán por tierra mucha información que circula y no es cierta. Tenga en cuenta que un equipo para depilación por IPL NO es ni una afeitadora ni una varita mágica, este tipo de tratamiento requiere de paciencia, pero los resultados finales son más que satisfactorios

Depilathe isa n22 MN

Se trata de un equipo que elimina el vello de forma definitiva y que está aprobado por la FDA (Food and Drug Administration).

Es un aparato seguro, fácil de usar y de bajo costo que posibilita la depilación en casa de forma duradera. Además, es un equipo indoloro y clínicamente probado. Sin duda, Depilathe ISA N22 MN satisface la necesidad de conseguir una forma de depilación rápida, segura y más económica.

Depilathe ISA N22 MN es una depiladora por IPL creada para usted y recomendada por médicos, basado en la tecnología de la luz pulsada, para ser utilizada por las personas en la privacidad de su casa. Trata hasta 30 vellos por disparo, facilitando y agilizando la tarea del tratamiento. Con control de tiempo de disparo regulado por micro controlador.

Segura, fácil de utilizar y con un bajo costo, Depilathe ISA N22 MN llega al mercado con resultados a largo plazo, ofreciendo comodidad. Eficiencia ya que solo con una sesión cada 28 días a corto plazo lograras resultados incomparables.

Depilathe ISA N22 MN es un aparato personal que es utilizado con energía combinada para la remoción del vello de forma definitiva. Depilathe ISA N22 MN está basado en tecnología Home Pulsed Light de estado sólido. Esta tecnología está patentada por Ingeniería San Antonio y se destaca por un efecto único que mejora el proceso normal de foto depilación, permitiendo la depilación definitiva con nivel bajo de energía óptica sin la necesidad de enfriar la piel. Solo se recomienda el uso de gel.

Dejamos en claro que el equipo no emite dentro del rango del infrarrojo ni del ultravioleta. Por lo tanto la posibilidad de quemadoras es nula.

¿Porque Depilathe ISA N22 es diferente a otros aparatos?

Depilathe ISA N22 MN ha sido creado pensando en su seguridad y su salud. El objetivo del desarrollo de Depilathe ISA N22 MN fue encontrar una forma más rápida, más fácil, más eficaz y más económica de realizar la depilación en casa y de forma definitiva. Durante la utilización de Depilathe ISA N22 MN podrá comprobar que está usando un aparato cómodo, indoloro y clínicamente aprobado, siendo por eso totalmente seguro y realmente eficaz.

Leve portátil e user-friendly

Depilathe ISA N22 MN pesa a penas 250 gramos, en comparación con otros aparatos del mercado que llegan a pesar 1.5Kg. Es pequeño y fácil de usar en todas las zonas del cuerpo.

INSTRUCCIONES DE USO

Para comenzar a trabajar debemos disponer la maquina sobre una mesa de apoyo. Es importante aclarar que la mesa debe hallarse contigua a un tomacorriente de 220 voltios (en caso de tener corriente de 110 v en su consultorio, conectar el aparato a un auto- transformador (110v a 220v)). A continuación conectaremos el equipo, el conector que se encuentra en la fuente de alimentación unida al manipulo, tiene una ficha hembra con forma de 8 acostado. En ese lugar se conecta el cable de alimentación. El mismo va a los 220v de la línea doméstica. El equipoo quedara momentáneamente forma de reposo.

Vista frontal del equipo





Una vez enchufada la maquina podremos ponerla en funcionamiento accionando el switch de disparo ubicado en la parte superior del manipulador. El mismo es del tipo digital por lo que la presión que se debe ejercer es mínima. Si el mismo es pulsado e forma inadecuada ES CAUSAL DE LA PERDIDA DE LA GARANTIA.

Luego de este paso usted notara que el cooler del equipo ubicado en el cabezal de IPL comienza a funcionar (este no se apaga hasta que el equipo sea detenido, retirando el cable de 220 de la clavija correspondiente).



PREPARACIÓN DE LA ZONA

Antes de comenzar con la sesión debemos tener en cuenta algunos recaudos que son necesarios para una correcta aplicación.

Si la zona a tratar es en el rostro o cuello, debemos despojarla de maquillajes o cremas, para esto podremos usar un gel o jabón líquido y una esponja. De igual forma procederemos para la zona de axilas, si esta presenta algún tipo de desodorante. Cabe aclarar que los desodorantes son difíciles de eliminar por lo que se recomienda el no uso del mismo antes de usar la máquina.

Tener siempre en cuenta que la piel debe quedar libre de humedad. Antes de comenzar con el procedimiento, lógicamente que al utilizar gel la piel se humedece, a lo que nos referimos en el apartado anterior es **ANTES DE COMENZAR EL PROCEDIMIENTO**.

Otro aspecto importante es la longitud del vello. El mismo debe presentar un largo de no más de 1 o 2 milímetros. Si esto no fuera así, debemos cortarlo y luego retirar cuidadosamente el excedente para evitar que la máquina lo absorba.

REGLA DE LOS TRES “NO”

NO arrancar el pelo (Si cortarlo).

NO ingerir ácido acético salicílico (aspirinas, geniol, vent-3).

NO exponerse al sol sin pantalla solar.

DEPILACION POR IPL



COMENZANDO A UTILIZAR EL EQUIPO EN DEPILACION

Tomar el cabezal desde la parte más delgada (mango) lo cual deja accesible la tecla de acción o pulsador de disparo.

Pulsador de disparo

Una vez preparada la superficie a tratar, provocaremos frío analgesia para atenuar el impacto de calor, esto se logra aplicando un compacto de gel frío en la zona y secando cuidadosamente la humedad que este pudiese generar. Inmediatamente apoyar el cabezal sobre la región para luego presionar el pulsador.

El disparo se efectúa pulsando y soltando el comando y dura 3 segundos, de esta manera se ingresa energía en forma progresiva al folículo usando el pelo como conductor. Al estar este en fase Anágena lo conserva y continúa dañando al mismo (NO DEJE PULSADO EL SWITCH YA QUE DE ESA FORMA NO CORTA, PUDIENDO QUEMAR EL MANIPULO).

Comience por zonas no sensibles como ser piernas o brazos hasta que usted se sienta se sienta cómoda/o (PRUEBA DE PIEL), esto depende del foto tipo de piel del mismo.SI BIEN AL NO

Ingeniería San Antonio

www.ingsanantonio.com

info@ingsanantonio.com

LLEGAR NUESTRAS LAMPARAS NI AL INFRAROJO NI AL ULTRAVIOLETA, PODEMOS ATACAR CUALQUIER FOTOTIPO.

Liberando así el primer disparo que se manifestará con una descarga intensa de luz y calor. A continuación levantar el cabezal permitiendo así que se refrigere la lámpara y solo un segundo después podrá usted realizar un segundo disparo. Una vez recorrida toda la zona que deseamos tratar, es posible recorrer nuevamente la zona 3 veces.

Tenga en cuenta que el vello NO se quema NI se cae, este tipo de tratamiento es progresivo. La caída del pelo, puede o no ocurrir.

Los tratamientos de IPL son justamente tratamientos por lo tanto el esperar la caída del pelo o ver cambios en una sesión son ilógicos, teniendo en cuenta que el folículo tiene hasta 5 pelos sería imposible el pensar que en una sesión veremos cambios.

Si bien esto no es importante ya que no nos interesa quemar el pelo sino atacar el bulbo para que con el paso de las sesiones no vuelva a crecer.

No compare este equipo con lo que pudo haber sentido o percibido en un centro de estética, la potencia del mismo está adaptada para el uso de quien no tiene conocimientos y practica en el uso de aparatología. Es decir está preparado para uso personal

Si detectamos que algunos disparos no llegaron a captar el vello debidamente, se puede realizar un repaso, siempre aplicando frío con antelación.

Luego de culminada la sesión, puede retirar el gel remanente que utilizamos para dicha acción. Para apagar la máquina lo haremos primero desde la tecla de encendido, luego es conveniente desenchufar el aparato si la jornada ha terminado.



TENGA EN CUENTA QUE EN LOS EQUIPOS DE INGENIERIA SAN ANTONIO “NO ES NECESARIO EL RECAMBIO DE LAMPARAS”

Para calcular la intensidad de potencia que debemos aplicar en cada caso, podremos tener en cuenta los parámetros de aproximación que presenta la siguiente tabla:

- I. Al exponerse al sol, Siempre se quema, nunca se broncea. De 2 a 3 segundos de exposición**
 - II. Siempre se quema, a veces se broncea. De 3 a 4 segundos de exposición**
 - III. En ocasiones se quema, siempre se broncea (mediterráneo claro). De 4 a 5 segundos de exposición**
 - IV. Nunca se quema, siempre se broncea (mediterráneo oscuro, asiático claro). De 4 a 5 segundos de exposición**
 - V. Moderadamente pigmentado (asiático oscuro). De 4 a 5 segundos de exposición**
 - VI. Piel negra (afro-caribeño). De 5 a 6 segundos de exposición**
- Tenga en cuenta que el equipo corta cada disparo cada 3 segundos, prefijados de fábrica. Adecúese según la tabla repitiendo los disparos**

El equipo viene graduado de fábrica para el corte en 3 segundos, por lo tanto para adaptarse a la tabla usted deberá efectuar en algunos casos más de un disparo. Si bien en párrafos anteriores hablábamos de que es posible recorrer la zona hasta 3 veces, esto se realiza luego de terminada la pasada en toda la zona elegida, por ende no afecta a lo que mencionamos en la tabla

COMO FUNCIONA LA FOTODEPILACIÓN

La foto depilación es la eliminación de los folículos pilosos mediante fuentes de luz coherente (laser) o luz no coherente (IPL o luz pulsada intensa). Estos sistemas buscan la destrucción selectiva del folículo piloso, respetando al máximo las estructuras adyacentes al mismo: dermis y epidermis (“destruir la unidad folicular sin quemar la piel”). El resultado se obtiene al utilizar pulsos de luz de alta energía con tiempos de emisión muy cortos. Cuando la temperatura es suficientemente alta, acontece un daño irreversible en las estructuras del pelo, evitando que se produzca un nuevo crecimiento. Debido a que sólo podemos actuar sobre el pelo en crecimiento activo y a causa de las diferentes fases del folículo (crecimiento, degeneración y reposo), es comprensible que se necesiten varias sesiones para saberse liberado de ese vello que acompleja, estorba, o simplemente no gusta. La utilización de equipos de luz pulsada y laser para depilación comienza a mediados de los noventa en los países desarrollados. Los primeros equipos de luz pulsada (IPL) no aparecieron hasta 1996, los primeros laser de Alejandrita en el 97 y los láser Diodo en 1998.

En sus principios y basados en la poca experiencia las expectativas en depilación eran bastante optimistas. La mayoría de los estudios recalcan una efectividad generalizada muy prometedora en todas las zonas. Así, se aceptaba que con aproximadamente cuatro sesiones se podría alcanzar una depilación permanente y estética en el tiempo.

Pronto la experiencia nos ofreció una perspectiva más realista y nos mostró que efectivamente hay zonas donde la depilación se consigue con un número reducido de sesiones (principalmente aquellas donde el pelo tiene una distribución fisiológica: axila, ingles, medias piernas...), pero existen otras con características propias como son las de las regiones de cara y cuello o la depilación masculina.

TRATAMIENTO

En el primer uso se realizará un análisis con el fin de determinar las características del pelo, la piel, y la zona a tratar para diagnosticar y ver las posibilidades de éxito.

Previo al comienzo del tratamiento se tendrán las recomendaciones con respecto al sol y radiación UVA, usted deberá entender la importancia de proteger la zona tratada con crema foto protectora (protector solar +30 spf), fundamentalmente los días post-aplicación. Esto evitará que la zona, por encontrarse irritada, se cargue de melanina y genere una mancha.

También se recomienda la no ingesta de ácido acetil salicílico (aspirinas, aspirinetas, geniol, ven-3), por ser este anticoagulante.

Ingeniería San Antonio

www.ingsanantonio.com

info@ingsanantonio.com

Dejamos en claro que la depilación entre sesiones deberá ser con método de corte, no de arranque (pinza, cera). Si el vello que muestra es fino, y usted no lo ha depilado nunca, se recomienda continuar de igual forma.

La cantidad de sesiones va a depender de la zona a tratar y del tipo de pelo que presente la misma. En el rostro y cuello se estima un mínimo de 12 sesiones, que permitirán eliminar el vello más oscuro y grueso, dada la posibilidad de que exista crecimiento posterior al tratamiento, por ser esta un zona andrógeno sensible, pero no será igual la densidad ni espesor del vello que previo al tratamiento. En el cuerpo las sesiones se estiman de 8 a 10, obteniendo resultados visibles a partir de la segunda sesión.

El intervalo entre sesiones al comienzo del tratamiento es de 30 días para la zona de rostro y cuello, y de 35 a 45 días para las zonas corporales, dependiendo siempre del crecimiento que presenten.

En una misma sesión se pueden tratar varias zonas, y la duración de estas variará en relación a la extensión de la zona (10 minutos labio superior y 1/2 horas aproximadamente para pierna entera).

En pacientes sensibles se recomienda el uso de un anestésico tópico, el cual será aplicado antes de concurrir a la sesión.

La foto depilación es la absorción de la luz por el pelo y su posterior destrucción por efecto térmico pero respetando la piel. Debido a que el pelo contiene gran cantidad de melanina (normalmente más que la piel), la luz será absorbida prácticamente en su totalidad por el pelo sin calentar apenas la piel. Por este motivo, en pacientes de vello muy rubio o canoso no está recomendado el tratamiento. Por lo tanto, siempre conviene testear la respuesta de la piel a la luz, iniciando las sesiones con fluencias bajas (un disparo) Luego, se puede ir incrementando la fluencia o sea continuar con los disparos según se indicó más arriba a sabiendas que su piel no es dañada.

FOTODEPILACIÓN ,de que se trata o como funciona.

La foto depilación se basa en la foto termólisis selectiva (del griego foto = luz termo = calor lisis = destrucción) La foto termólisis selectiva consiste en la absorción de la luz de forma selectiva por un tejido diana respetando a su vez los tejidos adyacentes, esto en foto depilación se traduce en la absorción de la luz por el pelo (tejido diana) y la posterior destrucción del folículo por efecto térmico pero respetando la piel (tejido adyacente).siempre hablamos del folículo y no del pelo. Durante el transcurso del tratamiento deberá continuar rasurando las zonas tratadas.

Hemos de tener en cuenta que lo que absorbe la energía es la melanina, pigmento del cabello que le da color.

La foto depilación (luz intensa pulsada) ofrece un tratamiento no invasivo para la eliminación del pelo no deseado en cualquier área del cuerpo.

LAS VENTAJAS QUE APORTA LA LUZ INTENSA PULSADA SON:

A. Al no trabajar con una única longitud de onda, sino que es el único aparato que tiene todas las longitudes de onda que se precisan para la depilación (de 400 a 900 nm.), por lo que se abarcan la casi totalidad de colores de pelo. Permite ajustar la longitud de onda para un mismo paciente, ya que no va a tener nunca el mismo tipo de pelo a lo largo de las sesiones.

B. La superficie que se cubre con cada impacto es mayor a la de los láseres.

Además de permitir abarcar grandes superficies en menos tiempo, se ha comprobado que a mayor superficie de impacto más eficacia depilatoria, aun siendo el mismo tipo de luz y las mismas intensidades.

C. La luz intensa pulsada tiene unas características de dispersión que consiguen “envolver” de energía el bulbo del pelo, aunque el haz de luz le llegue desde arriba, lo que incrementa la eficacia depilatoria. En los láseres clásicos la intensidad de energía se va perdiendo desde la primera capa de contacto según va profundizando el haz de luz en el bulbo.

CÓMO SE DESTRUYE EL PELO

Una vez que se determina el parámetro que se va a usar, en cada “Flash” de luz van a ir de 2 a 5 pulsos, esto lo elige el microprocesador interno en función de su selección de tiempo de exposición (como van separados en milésimas de segundo, el ojo humano solo percibe el “Flash” consecuencia de la unión de los pulsos), de tal forma que entre pulso y pulso la piel tendrá tiempo suficiente para enfriarse. Mientras, el pelo, que se ha calentado mucho más (hemos seleccionado una longitud de onda afín con su color) y que tarda 5 veces más en enfriarse (porque no tiene apenas agua en su estructura), al llegar el siguiente pulso lo encuentra muy caliente y lo sube más de temperatura hasta carbonizarlo (no en todos los casos). Sin embargo, la piel entre pulsos, solo se calienta y se enfría tantas veces como pulsos van en el disparo (“Flash”).

CUÁL ES LA FORMA TÉCNICA DE APLICAR LOS DISPAROS?

Sobre la superficie a tratar se coloca el cabezal y se va cubriendo de disparos la superficie a depilar. Se aproximan los impactos lo más posible, sin superponerlos.

Nosotros aplicamos bolsas de enfriamiento (al igual que las usadas para bajar la inflamación tras los Traumatismos) y se consigue una temperatura aún más baja de la piel. También se puede utilizar gel neutro con mentol.

Esto permite energías más altas en cada pulso y deja la zona algo insensible, lo que ayuda a aguantar la molestia de los impactos.

Enfriar ayuda a depilar, pero el tipo de enfriamiento no es una variable determinante en el resultado Depilatorio.

ES POSIBLE DEPILAR EN UNA ÚNICA SESIÓN?

NO. El pelo tiene un ciclo en el que pasa por una serie de fases. La duración de un ciclo completo varía de una zona a otra, pero en líneas generales cualquier zona con pelo (menos en el cuero cabelludo) se renueva en un tiempo que va de los 4 meses del labio superior a los 12 meses de las piernas. Pues bien, solo en la fase en que está cargado de pigmento (anagén), que supone una parte del tiempo total del ciclo, es cuando es susceptible de destruirse. Los pelos que están con el bulbo miniaturizado y sin pigmento, no captarán energía y volverán a salir en el próximo ciclo. En cada sesión se podrán destruir solo el porcentaje que estén en la fase anagén.

PERÍODO IDÓNEO ENTRE SESIONES

De forma aleatoria y por un razonamiento estadístico, aquellos pelos que no fueron depilados en la sesión anterior, los podremos destruir si dejamos pasar el tiempo suficiente para que entren en la fase de bulbo pigmentado (anagen). Esto ocurre por término medio cada 2 meses, que es el tiempo mínimo que debe pasar entre sesiones. No existe tiempo máximo entre sesiones, pues a partir de los 2 meses siempre vamos a encontrar pelos susceptibles de ser destruidos. El daño hecho con las sesiones anteriores, queda hecho sin necesidad de añadir sesiones para mantenerlo.

En zonas como el labio superior, donde el ciclo es algo más corto de los 2 meses y donde por motivos estéticos no se puede alargar la espera, no hay inconveniente para dar las sesiones cuando la paciente tenga necesidad de depilación

LA DEPILACIÓN ES PERMANENTE O DEFINITIVA?

Las evidencias de destrucción del pelo, tanto a nivel histológico como por la falta de regeneración del mismo tras 5 años de seguimiento en nuestras propias pacientes, son irrefutables. La discusión entra entonces en el terreno semántico.

Por primera vez, la depilación con idea de destrucción del folículo, ha despertado el interés de la ciencia médica, tanto por la efectividad de los resultados como por el tipo de aparatos necesarios para conseguirlo. Es por ello, que el rigor en la terminología impide a la ciencia emplear el adjetivo de “definitivo”, para algo que no lleva entre nosotros el tiempo suficiente como para completar el ciclo vital de una persona. La FDA americana (institución que controla aparatos y medicamentos en E.E.U.U.) que marca las pautas a escala internacional en estos casos, ha establecido el término de DEPILACIÓN PERMANENTE para definir la foto depilación, se demuestra que en la zona tratada hay pelos que dejan de salir en un periodo de tiempo, que sea superior al tiempo que dura el ciclo capilar de esa zona. Si esto va acompañado de evidencia histológica de destrucción, la consecuencia lógica es que ese pelo no volverá a salir.

Los que hemos hecho depilación eléctrica vemos el pelo foto depilado con un daño igual o mayor del que se consigue con ese sistema y de todos es conocido que los que se dedican a la depilación eléctrica si se permiten el uso del adjetivo “Definitivo”. Si la destrucción por corrientes de alta frecuencia se ha demostrado duradera en el tiempo que lleva aplicándose, y se permite adjetivarla de “Definitiva”, no menos debiera de ocurrir con la Foto depilación.

DEPILACIÓN ELÉCTRICA

Por su limitación para abordar grandes superficies, la lentitud en conseguir resultados y la dificultad para destruir pelo de escaso diámetro, la indicación queda limitada a depilación de PELO CANOSO, que es un pelo que por la ausencia de pigmento no puede ser depilado por los sistemas de luz.

DIFICULTADES EN LA DEPILACIÓN EN ALGUNAS PERSONAS O EN CIERTAS LOCALIZACIONES

Como hemos comentado la tecnología ha avanzado de forma espectacular, pero la estructura que queremos destruir (folículo piloso) es de las más complejas en su funcionamiento y nos lo va a poner difícil.

El pelo es una estructura muy vital, todavía no perfectamente conocida en su funcionamiento, con gran capacidad de regeneración.

En una misma persona no es el mismo pelo el del labio superior que el de las piernas, y no lo es ni en longitud, ni en diámetro, ni en profundidad del bulbo; el ciclo capilar (cuanto tiempo están cargados de pigmento y cuanto tardan en desprenderse, así como el porcentaje de los mismos que están en esas fases) también es variable, de una zona a otra y entre personas. A todo esto hay que añadir que el pelo solo se destruye en la fase en que está cargado de pigmento (anagén).

CANTIDAD DE SESIONES

Hemos elegido el número de sesiones con el cual hay personas que consiguen un estado depilatorio óptimo y que pueden abandonar la depilación.

Tenemos suficiente experiencia acumulada como para asegurar que en piernas y muslos así como en ingles y axilas, cuando se administran entre 6 y 8 sesiones sobre pacientes bien seleccionados y con

Ingeniería San Antonio

www.ingsanantonio.com

info@ingsanantonio.com

parámetros óptimos, se consiguen pérdidas de pelo superiores al 90 %, en el 95% de los casos. Si se administran más sesiones es porque el paciente desea mejorar un resultado, ya de por sí bueno, en una especie de “Cruzada contra el pelo”, animado por los resultados conseguidos con las primeras. El resto de territorios, sobretodo la cara, precisará en algunos casos, de sesiones sucesivas para mantener unos resultados no obstante buenos (en la opinión de nuestros pacientes).

La razón en la diferencia de respuesta de las distintas zonas, está en la peculiar biología del pelo. Las piernas, ingles y axilas, a partir de la adolescencia, presentan todos los folículos activados (“están todos los que son”) y no se van a reclutar nuevos, desde un determinado momento en el desarrollo. No ocurre lo mismo con la cara y otros territorios, donde la aparición de un problema de pelo a los 20 años de edad, supone el comienzo de una situación que se va a mantener, durante un tiempo imposible de predecir. Estas zonas “RECLUTAN”, en algunas personas, pelo de forma indefinida, hasta agotarse.

Un ejemplo ilustrativo, es el de esa mujer que nunca tuvo pelo en la cara, hasta que a los 50 años empiezan a asomar en el mentón. Esos folículos están ahí, inactivos, desde la etapa en que se forman (en los primeros meses de la vida embrionaria) y se activan después de pasado todo ese tiempo. Por lo tanto, las sesiones sucesivas van destinadas a aquellos folículos nuevos, que no estaban en las anteriores sesiones y por eso no pudieron ser depilados; en ningún caso las sesiones sucesivas son precisas para mantener inactivos los folículos ya destruidos.

FRECUENCIA ENTRE SESIONES MENOR A 2 MESES (ZONAS CORPORALES)

Como el pelo solo se destruye en la fase en que más pigmento tiene y todos los pelos no están en esta fase en un momento determinado, hay que esperar el tiempo suficiente para que estos pelos entren en esa fase. Si se aceleran las sesiones esto ocurrirá en un número reducido de folículos y perderemos eficacia en esa sesión.

Esto redundaría en un aumento del número de sesiones para llegar al mismo resultado.

La destrucción folicular conseguida con cada sesión, no necesita la próxima para mantenerse. “El daño hecho, hecho está.”

HAY QUE ACUDIR DEPILADO A LA SESIÓN?

Para realizar el presupuesto y a la primera sesión, preferimos que se venga sin depilar, pues nos permite valorar la densidad de pelo y su distribución así como realizar una foto de control.

A partir de la primera sesión no suele ser necesario depilarse, si las sesiones se suceden cada 2 meses, pues el pelo sale próximo en el tiempo a la siguiente sesión.

Si fuese necesaria la depilación entre sesiones, por distanciarse las mismas o por tratarse de una zona visible como la cara, que no permite espera depilatoria, **ha de evitarse la depilación a la cera y la tracción con pinza pues al arrancar el bulbo se estaría retirando el objetivo de destrucción de la luz pulsada.**

Si el periodo entre sesiones se distancia más de 3 meses (periodo del verano), la restricción comentada (no cera, no pinza), queda limitada al mes anterior a la siguiente depilación.

LIMITACIONES CON EL SOL

El sol entre sesiones hay que evitarlo (menos en el periodo vacacional) no exponiendo la zona y protegiéndola con foto protectores. El oscurecimiento de la piel nos plantea una menor selectividad de calentamiento del pelo y nos hace ser más restrictivos con las dosis. La piel va perdiendo pigmento después del periodo estival y puede llegar a su máximo de blanqueamiento en el mes de Junio y Julio, para zonas no expuestas, si se ha evitado el sol hasta ese momento. Este

blanqueamiento progresivo es una ayuda y una guía a la hora de ir subiendo las dosis a lo largo de las sesiones, consiguiéndose más efectividad.

Si la sesión ha discurrido sin problemas, y lo habitual es que no haya sobrecalentamiento epidérmico, la zona puede ponerse al sol a los 10 días de la misma. Se puede compatibilizar sesiones en los meses de verano, si la persona no ha expuesto todavía esa zona al sol, y tener un veraneo posterior con sol. Es frecuente encontrar personas que piden un presupuesto en meses estivales con idea de comenzar la primera sesión en otoño, pensando que una sesión en ese momento les impediría un veraneo normal. Si todavía no han podido disfrutar del sol, lo idóneo es programar la sesión inicial para ese momento previo al veraneo en que la piel esta menos pigmentada que lo que estará después del verano. Conseguimos más eficacia y además la persona va a estar depilada todo el periodo estival, que es la época en que más se precisa.

¿QUÉ GRADO DE MOLESTIA PRODUCE?

El sistema no es indoloro como se pregonó en los comienzos y el motivo fue que se empezaron usando intensidades más bajas, que si que resultaban apenas molestas.

El grado de molestia con las dosis que se están usando actualmente es variable dependiendo de la zona y de la persona que lo recibe.

Las zonas más sensibles, con diferencia, son el labio superior y las ingles.

Estas son las zonas que se anestesian con pomada en aquellas personas que aguantan mal la sensación. En la mayoría de casos las sesiones se soportan sin recurrir a esta crema. Las primeras sesiones son más molestas,

Pues es cuando más densidad de pelo hay, y es el pelo el que retiene el calor que se libera en la interacción con la luz pulsada. Según avanzan las sesiones hay zonas despobladas donde los impactos ni se notan.

Las pieles morenas atrapan más energía y pueden notar algo más los impactos.

Como ejemplo, no es infrecuente dar sesiones de más de 100 disparos con una molestia tolerable.

PRESUPUESTO – CONSULTA: conocer al paciente

Por muy informada que esté la persona siempre hay lagunas y conceptos equivocados que se van a aclarar a lo largo de la entrevista.

Tenemos un 10 % de informaciones que no presupuestamos por presentar combinaciones de color de piel y de pelo que no van a ser depilables, o por no ajustarse las expectativas del paciente a lo que realmente se puede conseguir.

¿HAY ALGUNA COMBINACIÓN IMPOSIBLE DE DEPILAR?

El pelo canoso y un pelo rubio y fino sobre piel muy morena no se conseguirán depilar. Hemos conseguido depilar pelo fino y poco pigmentado sobre piel clara. En estos casos hay que llegar a acumular en la zona un número suficiente de sesiones sin ver resultado aparatoso, hasta que llegado un punto, donde da la sensación que se ha acumulado daño suficiente para que sea la última sesión la que produzca una reducción repentina y masiva del pelo.

¿ME PUEDO DEPILAR SI MI PROBLEMA DE VELLO ES DE ORIGEN HORMONAL?

Solo el 5 % de los aumentos de vello en mujeres son causados por alteraciones hormonales. Dos mujeres con la misma tasa de hormona masculina pueden tener diferencias significativas en la cantidad de pelo.

Ingeniería San Antonio

www.ingsanantonio.com

info@ingsanantonio.com

Esto indica que lo que determina la cantidad de pelo activado a lo largo de la vida, es sobretodo la carga genética.

En el caso de que el origen fuese una alteración hormonal, la destrucción del pelo haría desaparecer las consecuencias (crecimiento del pelo) del problema (aumento de la tasa hormonal), ya que el abordaje del problema hormonal apenas tiene reflejo en la disminución de la cantidad de vello.

FOTODEPILACIÓN EN HOMBRES

Los varones que presentan pelo en la espalda y el tórax suelen empezar a producir pelo en torno a los 20 años y están en capacidad fisiológica de seguir “fabricando pelo nuevo “hasta aproximadamente los 50. Esto quiere decir que la densidad de pelos que presenta un varón joven en su tronco no es estable. Los varones que se depilen estas zonas deben saber que pueden necesitar una sesión de repaso cada varios años para volver a dejar la zona absolutamente depilada.

Los hombres suelen tener la dermis más gruesa y el pelo más profundo e incluso en ocasiones más de una matriz dérmica por cada folículo. Estas características hacen que sean algo más difíciles de depilar, además la densidad de pelo por centímetro cuadrado en el varón es mayor, hay más cantidad de pelo a destruir y esto hace necesario también un mayor número de sesiones.

En el caso de la barba podemos realizar de 2 a 4 aplicaciones semanales, ya que el ciclo de crecimiento de la misma es diario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- * Fuente lumínica: Luz pulsada filtrada (lámpara Estado solido LED)
- * Duración del Pulso: 35 milisegundos en aplicaciones de 0 a 3 segundos
- * Método de generación del pulso: fuentes conmutadas de última generación de desarrollo propio.
- * Tamaño del Spot (área de tratamiento): 12 mm pequeñas áreas
- * Dimensiones físicas: 60 mm ancho x 19.5 mm profun. X 20 mm alto
- * Dimensiones eléctricas: 210/230 VAC mono fase (150 w; 50/60 Hz)
- * Extensión del cable del cabezal: 2 mts.
- * Refrigeración: Aspiración aire ambiente, disipador y semiconductor.

Oficinas y servicio técnico la esmeralda 1100 .san Antonio de Padua (1718). Provincia de Buenos Aires, Republica Argentina.

TE: 02204832471