

ISA

# Manual de usuario

Lipomax

By isa

2015



# MANUAL DE USUARIO

## LIPOMAX

Te ofrece un tratamiento innovador para reducir la grasa modelando el cuerpo

LIPOMAX te proporciona, de una forma exitosa, la pérdida de peso y la modelación del cuerpo sin dolor, sin agujas y sin periodo de recuperación

### MANUAL LIPOLASER

## LIPOMAX

Tratamiento innovador para reducir la grasa modelando el cuerpo

El lipolaser te proporciona, de una forma exitosa, la pérdida de peso y la modelación del cuerpo sin dolor, sin agujas y sin periodo de recuperación

Cómo funciona?

La energía láser de bajo nivel emitida por Lipolaser estimula las membranas de las células de grasa, cambiando su permeabilidad.

Las células pierden su forma redonda y la grasa intercelular es liberada.

Es entonces cuando los triglicéridos grasos fluyen desde las membranas de grasa rotas al espacio intersticial. Posteriormente, las células pasan gradualmente a la función metabólica del cuerpo sin efectos de dolor físico y convirtiéndose en una fuente de energía para el cuerpo.

Este proceso no altera las estructuras colindantes como la piel, los

Vasos sanguíneos y los nervios periféricos.

No es una mera licuación de grasa sino una rotura instantánea de las células de grasa conocida como lipólisis

\*Resultados Inmediatos

\* Resultados naturales y de larga duración

\*Completamente seguro



\*Sin dolor

\*Sin necesidad de dietas

\*Sin consumibles ni desechables



¿Qué partes del cuerpo pueden ser tratadas?

- \*Abdomen
- \*Rodillas
- \*Caderas
- \*Glúteos
- \*Brazos
- \*Cintura

Objetivo: los depósitos de grasa localizada

Con Lipolaser LIPOMAX las áreas problemáticas como la cintura, abdomen, parte superior del brazo pueden ser tratadas satisfactoriamente.

Colocando las placas láser en dichas áreas, la grasa será selectivamente rota y eliminada. Este sistema ofrece ventajas sobre dietas o ejercicio físico que actúan de forma global sobre el cuerpo pero no en zonas específicas.

## Colocación de las placas

Una vez las placas han sido colocadas, el cliente podrá disfrutar del tratamiento o incluso combinar éste con otros tratamientos.

Lipolaser LIPOMAX es un tratamiento completamente seguro y no invasivo los clientes no sienten molestias. La tecnología de Lipolaser se ha utilizado durante más de 30 años para fines médicos.

Aprobado por la FDA para el dolor y la inflamación, actualmente se utiliza para la pérdida de grasa.

¿Qué se debe hacer entre otras cosas para perder la grasa?

Para obtener mejores resultados deberemos acompañar el tratamiento con un cambio de estilo de vida, como dieta y ejercicio.



Durante el tratamiento se aconseja llevar una dieta pobre en grasa y azúcares.

Se debe realizar ejercicio diario (Camina 30 minutos diarios)

¿Por qué se engorda? por el estilo de vida, una alimentación inadecuada y sedentarismo.

Cuando realizamos ejercicio la grasa puede ser quemada como energía en el cuerpo.

¿Cuándo se ven los resultados?

La mayoría de clientes obtienen resultados medibles en las primeras sesiones.

¿Qué resultados podemos obtener?

El promedio de pérdida de es de 9 a 15 centímetros en 9 sesiones.  
Las personas que hacen pequeños cambios de estilo de vida, obtienen los mejores resultados.


¿Cuántas sesiones son necesarias?

Son necesarias 9 sesiones por zona con una frecuencia de 1 o 2 sesiones por semana.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### APLICACIÓN

- \* Genera una lipólisis para eliminar la grasa
- \* El exceso de grasa es eliminada por la célula
- \* Reducción de grasa corporal, y reducción de la celulitis
- \* Promueve y acelera el metabolismo corporal.



#### Modo de uso del equipo

En la parte trasera encontrara la llave de encendido general.

Seleccione potencia, según el tratamiento o zona.

Seleccione tiempo de tratamiento y pulse inicio.

## FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

En la parte posterior se encuentra el interruptor general.

Luego de encendido el mismo seleccione POTENCIA (POWER), TIEMPO de tratamiento para luego dar INICIO

## CARACTERÍSTICAS

- \* Láser de longitud de onda de 635 a 650-nm
- \* Potencia de salida máxima: 72 W
- \* Salida única: 50 mW
- \* 4 pad

- \*36 puntos de láser de diodo: 72
- \* Temporizador: 30 minutos MAX
- \* Corriente de entrada: 240 V o 110 V AC
- \* Temperatura de trabajo :10-40 grados
- \* Peso: 3 kg