

TRANSILUMINADOR VENOSO FLEBOLITHE R

- Beneficios -

Menor tiempo en los procedimientos

Mayor certeza en la localización de venas

Mayor comodidad para el paciente y para el especialista



- Aplicaciones -

Detección y acceso de venas para toma de muestras

Detección y mapeo de venas varicosas para flebectomía

Accesar venas reticulares para escleroterapia

Detectar y accesar venas en pacientes adultos y pediátricos

Entrenamiento para flebotomía

MODO DE USO

El equipo es de muy fácil manejo, solo tiene que ser apoyado sobre la zona que el flebologo quiere ver y pulsar el botón lateral de power. Las venas se verán con suma facilidad, ya que la hemoglobina absorbe la luz roja tiñéndolas de negro para que pueda así realizarse el mapeo venoso con total facilidad, no mas trabajar a ciegas.

Para la venopuncion el procedimiento es el mismo, se aplica sobre la muñeca o en la zona donde el profesional desea colocar una vía y las venas se observan con total facilidad ya que se ven de color negro.

La luz emitida es fría, por lo tanto no hay ningún tipo de peligro al usar el equipo.

- Características -

18 LEDs rojos para detección de venas profundas o para pieles con pigmentación oscura
12 meses de garantía

Batería de 9V recargable y cargador incluido en el kit.

www.ingsanantonio.com
info@ingsanantonio.com